


# 酸素 BOX の利用方法



10分 100円です。  
1回につき  
90分までご利用  
出来ます。



酸素 BOX 室内の  
電気をはここに  
なります。



操作パネルで、BOX内からでも操作できます。  
時間を▲▼で設定します。  
気圧は「1.1」「1.2」「1.3」を、  
加圧速度設定は「早い」「普通」「遅い」  
ご自由に選択いただけます。  
「開始」ボタンで加圧が始まります。

※「緊急停止」ボタンはよほどのことがない限り、  
押さないで下さい。

※「開始 / 停止」は、耳抜きが出来ないとき等、  
加圧の際にお使い頂くと便利です。

ご利用が終わりの際は、電気、エアコンの電源を必ずお切りください。  
ご協力よろしくお願いたします。